

1

Uruchom SITA Calm

przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  
ONE Touch

2

Pobierz aplikację SITA



załóż konto lub zaloguj się



Pobierz w  
App Store



POBIERZ Z  
Google Play

3

Sparuj SITA Calm z aplikacją

dostosuj ustawienia diod i dźwięku bio  
do indywidualnych upodobań

4

Ustaw czujnik oddechu

w odległości 0,5 cm od drożnej dziurki  
nosa, tak by nie dotykał skóry czy zarostu

CALM